

eMag 50 HD

De all-round draagbare TV loep
in HD kwaliteit



**Groter
en
scherper!**

eMag 50 HD

Technische karakteristieken

De draagbare TV loep in geoptimaliseerde HD kwaliteit met uitklapbaar handvat en ingebouwde leessteun.

- Artikelnummer 550002
- Vergroting van 2x tot 14x door continue zoom
- Weergaveopties
 - Kleur (met snelle wijzigingsfuncties)
 - Zwart op wit
 - Wit op zwart
 - Geel op blauw
 - Geel op zwart
 - +15 bijkomende contrastmogelijkheden
- Gewicht 298 gram
- Afmetingen 139 x 89 x 20 mm (ingeklapt)
- Gebruikstijd ongeveer 3 uur
- Batterijen
 - Herlaadbare lithium-ion batterij (ongeveer 3.5u oplaadtijd)
- Camera HD autofocus camera 5 megapixels
- Scherm 5 inch 16:9 LCD breedbeeld
- Functies
 - Momentopname (80 beelden kunnen opgeslagen en via USB geëxporteerd worden)
 - Regelbare leeslijn en tekstmaskering
 - LED batterij indicator
 - LED verlichting kan uitgeschakeld worden
 - Energiebesparende modus na 30 minuten
- In de doos
 - eMag 50 HD
 - Etui met riemlus en draagriem
 - Polsband
 - Voedingsadapter netstroom
 - USB kabel
 - Documentatie

