

# eMag 70 HD –

Comfort in elke situatie

Met het unieke duo:  
ontspannen lectuur  
& comfort camera



**SCHWEIZER**

Der LowVision-Spezialist

# eMag 70 HD – Technische kenmerken

Draagbare videovergroter met breed scherm en unieke kantelbare camera voor divers gebruik en ontspannen leesactiviteit.  
eMag 70 HD voor extra comfort en flexibiliteit.

- Item Nr. 571002
- Vergroting Continue zoom van 2x tot 24x
- Kleuropties Volledige kleur, Zwart op wit, Wit op zwart, Geel op blauw, Geel op zwart, + 15 bijkomende kleuropties
- Gewicht 510 g
- Afmetingen 211 x 147 x 25 mm (geplooid)
- Autonomie Ongeveer 4 uur
- Batterij Lithium-ion herlaadbare batterij (opladen duurt ongeveer 3 uur)
- Camera 5 MP HD autofocus camera
- Scherm LCD breed scherm 16:9 / 7 inch (18 cm)
- Ontspannen lezen Snapshot functie met zoom + scroll functie
- Comfort camera Continu kantelbare camera voor nabij, tussenafstand en ver, mogelijkheid tot “zelfzicht”
- Bijkomend HD camera, uitschakelen LED optie, bewaar-optie voor ongeveer 105 beelden met opslag mogelijk op USB, leeslijn en tekstmasker, LED indicator voor batterijstatus, HDMI aansluiting op TV, ingebouwde leesstand (hoek van 40°), 30 min timer voor uitschakeling
- In de doos Netadapter  
HDMI kabel (2 m)  
USB kabel  
Gebruiksaanwijzing  
Draagtas (225 x 155 x 45 mm)

